

LA TEORIA

SECUENCIA PARA LA COLOCACION DEL BARBIJO RESPIRADOR

- LAVE SUS MANOS DE ACUERDO A LA FICHA 1 ó 2

1. RETIRE EL BARBIJO RESPIRADOR DE SU ENVOLTORIO
2. DESPLIEGUE EL BARBIJO DE ACUERDO A SUS MARCAS
3. FORME CON EL BARBIJO ABIERTO UN CONO Y DEJE QUE SUS TIRAS ELASTICAS CAIGAN HACIA ABAJO
4. CON UNA MANO TOME LAS TIRAS ELASTICAS Y CON LA OTRA MANO TOME LA PARTE EXTERIOR DEL BARBIJO Y ACERQUELO A SU CARA MIENTRAS COLOCA LAS TIRAS ELASTICAS EN LA PARTE DE POSTERIOR DE SU CABEZA
5. COLOQUE UNA DE LAS TIRAS ELASTICAS POR ARRIBA DE LAS OREJAS Y LA OTRA TIRA ELASTICA POR DEBAJO DE LAS OREJAS
6. AJUSTE A SU NARIZ LA PARTE SUPERIOR DEL BARBIJO RESPIRADOR
7. **AL RETIRAR EL BARBIJO:** CON UNA MANO TOME LAS TIRAS ELASTICAS Y CON LA OTRA MANO TOME LA PARTE EXTERIOR DEL BARBIJO Y RETIRELO
8. UNA VEZ QUE TENGA EL BARBIJO EN SU MANO PLIEGELO DE ACUERDO A SUS MARCAS
9. CIERRE EN SU TOTALIDAD EL BARBIJO CON LAS TIRAS ELASTICAS HACIA ADENTRO
10. GUARDE EL BARBIJO RESPIRADOR EN SU ENVOLTORIO

RECUERDE:

EL BARBIJO RESPIRADOR NO TIENE UN TIEMPO ESTIMADO DE RECAMBIO Y ES DE USO PERSONAL