

# DIRECTRICES DE ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE CENTRALES DE ESTERILIZACION Y REPROCESAMIENTO DE PRODUCTOS MEDICOS EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD y ESTABLECIMIENTOS EXCLUSIVOS DE ESTERILIZACION EXTERNOS

## INTRODUCCIÓN

La presente Directriz está dirigida a Centrales de Esterilización en Establecimientos Asistenciales de salud públicos y privados con o sin internación y a Establecimientos externos de Esterilización públicos y privados, que presten servicios a instituciones de salud. En todos los casos deberá contar con habilitaciones jurisdiccionales pertinentes.

La esterilización es un proceso validado por el cual se obtiene un producto libre de agentes patógenos y otros microorganismos viables.

Los métodos de esterilización utilizados pueden ser:

Métodos físicos: calor seco y calor húmedo.

Métodos físico-químicos: vapor a baja temperatura (formaldehído), gaseosos (óxido de etileno) y peróxido de hidrógeno.

Los aspectos a analizar para garantizar una adecuada calidad de los procesos que se realizan en las Centrales de Esterilización y Procesamiento de productos médicos son los siguientes:

- A. Planta Física y Equipamiento
- B. Recursos Humanos
- C. Marco Normativo de Funcionamiento
- D. Indicadores de calidad.

## A. PLANTA FISICA Y EQUIPAMIENTO

### PLANIFICACIÓN PARA SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN CON CENTRAL DE MATERIALES

La esterilización en un establecimiento de salud funciona de forma unificada, es decir cuenta con una estructura física única.

El Sistema Centralizado, minimiza los riesgos y cumple con el equilibrio de la ecuación costo-beneficio, por lo tanto ningún otro Servicio o Sector del Establecimiento debe realizar en forma independiente las operaciones inherentes a este proceso.

A partir de la cantidad de Unidades Funcionales<sup>1</sup> y el recurso humano correspondiente, se deberán calcular la cantidad y superficie de los locales que constituyen las áreas complementarias<sup>2</sup> del centro, no obstante ello, hay superficies mínimas a cubrir.

### CLASIFICACIÓN TIPOS DE PLANTAS FÍSICAS

Los diferentes tipos de plantas físicas para esterilización son:

#### ✓ ESTABLECIMIENTOS EXCLUSIVOS DE ESTERILIZACION EXTERNOS

Se define como una Unidad orgánica - funcional pública o privada externa al Establecimiento de Salud, que recibe, procesa, almacena y distribuye material estéril a establecimientos de salud públicos o privados.

---

<sup>1</sup> Unidad Funcional: es el local y/o equipo donde se mide la producción del servicio.

<sup>2</sup> Áreas Complementarias: local de apoyo a las unidades funcionales, necesario para la operación del servicio.

- ✓ **CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN Y REPROCESAMIENTO** (en Establecimientos Asistenciales de Salud Públicos y Privados)

Se define como una Unidad orgánica - funcional destinada a la recepción, limpieza y descontaminación, control de funcionalidad, acondicionamiento, desinfección y/o esterilización, control, almacenamiento transitorio y dispensación de los productos médicos y textiles, a fin de garantizar calidad prestacional.

Se detalla a continuación la necesidad de vinculación con otros servicios del establecimiento:

La estructura física debe estar próxima y de fácil comunicación con las áreas: Quirúrgica, Obstétrica, Terapias Intensivas y otras de mayor complejidad, pero sin pertenecer a las mismas. De no disponer de esa estructura física, se arbitrarán las medidas necesarias para evitar que los circuitos de circulación interfieran con la calidad de los productos procesados.

#### ESPACIO Y ORGANIZACIÓN DE UNIDAD/SERVICIO/CENTRAL. MATERIALES Y DE LOS LOCALES

Para la organización de la tipología nueva o remodelación de la existente, se sugiere organizarlo diferenciando las siguientes zonas de uso:

- a) Zona CRÍTICA
- b) Zona SEMI CRÍTICA
- c) Zona NO CRÍTICA

Se detallan a continuación los locales que formarán parte del servicio, organizados por áreas de restricción de uso:

##### Unidades Funcionales

- a) Zona Crítica: Incluye los sectores de recepción de material esterilizado, almacenamiento y dispensación de productos procesados.
- b) Zona Semi Crítica:  
Incluye los sectores de control de calidad, acondicionamiento (según tipo de material: textil y otros productos médicos).

##### Áreas Complementarias

- a) Zona Crítica: Estacionamiento transitorio de carros; Entrega material estéril; Depósito de material de reposición y Vestuario como barrera de transferencia (hacia zona crítica y hacia zona semi crítica).
- b) Zona Semi Crítica: Estacionamiento transitorio de carros; Recepción de elementos limpios (proveniente de lavadero, depósito general, etc.) y Depósito de insumos.
- c) Zona No Crítica: Recepción, Revisión y Clasificación. Separado de los anteriores, el área de limpieza y secado. Otras áreas: Oficina Jefatura ; Sector Administrativo; Estar de personal; Office de limpieza; Contenedor/Depósito de residuos domiciliarios; Contenedor/Depósito de residuos biopatogénicos y Placard/Sala de mantenimiento.

Además puede contar con un local para el procesamiento de preparaciones asépticas el cual deberá contar con una cabina de flujo laminar. La clase de área y de cabina se determinará según las preparaciones que se realicen.

Para los procesos de desinfección de alto nivel, ya sea manual o automatizado, se debe contar con un local separado del resto de las áreas. Debe disponer de antecámara de ingreso para personal y otra para ingreso del producto a desinfectar. Debe disponer de ventilación correspondiente de acuerdo a legislación vigente.

Debe contar con dispensador de gel alcohólico en los ingresos a cada una de las áreas de esterilización.

Los locales donde se instalen los diferentes tipos de plantas físicas para esterilización, reunirán las condiciones de habitabilidad e higiene requeridos para cualquier centro sanitario y estar ubicados en recintos que reúnan las condiciones medio-ambientales adecuadas.

Serán de cumplimiento obligatorio las Normativas Legales Vigentes, tanto para la construcción como para la puesta en marcha, mantenimiento y controles posteriores.

Dispondrán de accesos cómodos, sin barreras arquitectónicas y seguros para el transporte de los carros.

#### CONSIDERACIONES GENERALES:

Accesibilidad del propio edificio: la central de esterilización, se situará preferentemente en la central de abastecimiento y procesamiento del establecimiento o cercano al Centro Quirúrgico y Terapias Intensivas, atento a que son sus mayores consumidores. En caso que la unidad se encuentre en piso distinto, la institución deberá contar con un ascensor de servicio o montacargas (externo al área crítica) para el traslado de los carros cerrados. El ancho de las circulaciones no deberá ser menor a 1.10m. Se recomienda evitar el cruce de circulaciones (públicas, de personal, de abastecimiento y retiro de residuos).

Los accesos posibilitarán el control de ingresos de personal autorizado y estarán debidamente identificados. Contará con una puerta para el ingreso/egreso del personal y otra para el ingreso de las materias primas (limpias). En el área de recepción y clasificación se deberá disponer de una ventanilla para el ingreso del material sucio y en el área de egreso del material estéril, se deberá contar con una ventanilla con sistema de enclavamiento.

Contarán con salida de emergencia, según normas vigentes. El centro será independiente y en todos los casos no deberán existir barreras arquitectónicas, ajustándose a la normativa de accesibilidad vigente.

Diseño Funcional de la Central de Esterilización: Deberá organizarse siguiendo un camino unidireccional (ingreso-egreso) para evitar el cruce circulatorio entre materiales usados, limpios y esterilizados, comenzando en la ventanilla de recepción y terminando en la ventanilla de dispensación del material esterilizado. Por tanto, estas ventanillas deben estar alejadas una de la otra.

Los procesos involucrados son los siguientes: recepción y clasificación, limpieza, secado, inspección integral, control de calidad, acondicionamiento, esterilización, almacenamiento de material estéril y dispensación de los mismos.

Esta organización secuencial permite ordenar los procesos, evitando interferencias y cruces. El personal que trabaja en el área Semi Crítica o No Crítica, no debe tener acceso directo al área crítica. Cuando esto sea necesario ingresará al área crítica con recambio de camisolín, botas, cofia, ya que se deberá asegurar la restricción de acceso a los locales donde se almacena el material estéril.

Los diferentes locales, deberán poseer iluminación natural (ventanas fijas) de acuerdo al código de cada jurisdicción, asegurando acondicionamiento y renovación de aire.

Los requerimientos en metros cuadrados ( $m^2$ ) para la central de esterilización, dependerá de los procesos y producción que realice, del recurso humano que trabaje en la central, del equipamiento y del horario de funcionamiento. Por ejemplo, no será igual para establecimientos que realicen cirugía traumatológica o tengan cirugía ambulatoria, de aquellos que no lo realicen. La recomendación general variará entre 1 y  $1,7m^2$  por cama de internación y puesto de observación/tratamiento, con una superficie mínima de  $50m^2$ .

#### Características constructivas generales:

Las características constructivas generales (obra e instalaciones) deberán cumplir con los requisitos de los códigos de construcción y reglamentos locales, así como las normas técnicas aplicables a cada una de las instalaciones (no se aceptarán cañerías a la vista). Los locales que requieran características constructivas especiales, se indicarán en la descripción de cada local en el ítem A.3.2. Consideraciones Especiales.

**Pisos:** Resistentes al desgaste, abrasión e impacto, de superficie lisa, no porosa, sin juntas (deseable), antideslizante, continuo, impermeable. Con materiales fácilmente lavables, que no sean afectados por los agentes químicos utilizados habitualmente en la limpieza. Incombustible y sin emanación de gases (en caso de siniestro). Como mínimo la intersección piso-pared en área Crítica y Semi Crítica, deberá formar ángulo sanitario y no recto. Las piletas de piso, en caso de existir, deben ser de tapa ciega.

**Zócalo:** Recto o sanitario (a definir en características específicas).

**Paredes:** Ídem características para pisos. Las superficies serán sin molduras. Las esquinas con tránsito de carros deben estar protegidas con laminados o chapas de acero inoxidable. Es deseable contar con guardacarros en los locales que corresponda. Como mínimo en áreas Crítica y Semi Crítica, las intersecciones pared-piso y pared-techo (deseable), deben formar ángulos sanitarios y no rectos. Se recomienda pinturas a base de PVC, epoxi, poliurea, poliuretano u otra condición que reduzca el nivel de absorción de agua.

**Cielorraso:** Superficie lavable, incombustible y sin emanación de gases (en caso de siniestro).

**Ventanas:** Deberán ser fijas. Con protección de visuales (sistemas de oscurecimiento externos al servicio).

**Puertas:** El ancho libre de las puertas deberá permitir el normal acceso de carro de transporte. La mínima luz útil admisible de paso será de 0,80 m. Las puertas deberán ser de doble contacto, para evitar fugas de aire.

**Revestimiento:** Se colocará revestimiento resistente para protección hasta altura de cielorraso (a definir en características específicas).

**Instalación Sanitaria:** Provisión de agua fría y caliente en lavamanos y/o en pileta sobre mesada. El drenaje debe ser a pileta de piso cerrada con sifón, para evitar olores desagradables.

**Electricidad – Iluminación:** Iluminación natural y/o artificial, según norma. Contará con puesta a tierra de toda la instalación. Las instalaciones poseerán dispositivos de seguridad eléctrica: protección termomagnética y disyuntor. Deberá disponer entre otras, con las siguientes corrientes

débiles: telefonía, intercomunicadores y bocas de datos. Contará con instalación o dispositivos para luz de emergencia en accesos, circulaciones, locales de clasificación, preparación, procesamiento y depósito de material estéril. Deberá poseer un sistema de energía eléctrica de emergencia (grupo electrógeno general o propio con capacidad mínima de funcionamiento para 4 horas) para los equipos y los locales detallados precedentemente. Responderá a lo establecido por el Reglamento de la Asociación Electrotécnica Argentina para Instalaciones de uso hospitalario. La iluminación será clara, intensa y no calórica. Se recomienda la utilización de artefactos de bajo consumo (tipo led).

A nivel del techo, los accesorios luminosos deben ser estancos, ubicados en el cielorraso, al mismo nivel que la superficie del techo, con tapa herméticamente sellada, y sin superficies salientes.

Los niveles de iluminancia para cada sector deben ajustarse a la siguiente tabla:

Tabla 1:

| Área                          | Iluminancia mínima | Iluminancia promedio | Iluminancia máxima |
|-------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| Recepción                     | 500 lux            | 750 lux              | 1000 lux           |
| Control                       | 1000 lux           | 1500 lux             | 2000 lux           |
| Lavado                        | 500 lux            | 750 lux              | 1000 lux           |
| Acondicionado, Esterilización | 200 lux            | 300 lux              | 500 lux            |
| Almacenamiento                | 200 lux            | 300 lux              | 500 lux            |
| Preparaciones asépticas       | 200 lux            | 300 lux              | 500 lux            |
| Apoyo y auxiliares            | 200 lux            | 300 lux              | 500 lux            |

Climatización: Podrá ser garantizada por aire acondicionado, calefacción, refrigeración y ventilación forzada. Los sistemas de ventilación deben ser diseñados de manera que el aire fluya de áreas limpias a sucias y luego se libere al exterior o a un sistema de recirculación por filtro. El sistema de ingreso de aire es propio de la central, no compartiéndose con otros sectores o servicios. Las terminales de extracción e inyección de aire deberán situarse en paredes opuestas. La extracción cercana al piso y la inyección cercana al cielorraso.

Los equipos de calor húmedo deberán contar con extractor propio, a fin de eliminar el calor que producen.

El número de renovaciones de aire por unidad de tiempo y la clasificación del área, variarán en función a la clase o riesgo intrínseco del producto a procesar. En una central de esterilización hospitalaria se procesan productos de diferente clase de riesgo, motivo por el cual para la clasificación del área, se considerará el producto de mayor riesgo intrínseco que potencialmente pudiera ser procesado. La clasificación del área se puede establecer en base a la Normativa nacional o internacional vigente.

No se permitirá la instalación de ventiladores en la CE, pues generan gran turbulencia de polvo en el aire y también microorganismos que se proyectan desde el piso a las mesas de trabajo.

Deben establecerse diferenciales de presión entre áreas contiguas, recomendando un diferencial de 5 a 20 Pascales (según normativa vigente). Se acepta un diferencial de presión entre las áreas contiguas, en cascada: mayor presión en área crítica y semi crítica (acondicionamiento, descarga de esterilizador por vapor) y menor presión en las áreas no críticas/ (área de lavado).

Para las áreas de esterilización por óxido de etileno, área de desorción, y área de desinfección de alto nivel, se debe considerar el concepto de “barrera”: con mayor presión en el sector de ingreso específica que en el exterior y que en la sala donde se encuentra el esterilizador. El área de desorción de residuales de óxido de etileno, y el área de desinfección de alto nivel deben tener menor presión que las áreas circundantes, con renovación de aire propio de estos sectores y sin recirculación.

En centrales en que se prevea remodelación y/o construcción, se contemplarán BARRERAS FÍSICAS para paso del personal entre áreas contiguas con diferencial de presión. A efectos de preservar la calidad del aire en áreas controladas, no debe permitirse la apertura de ambas puertas y/o ventanas de las esclusas, simultáneamente.

Sistemas de filtros para la inyección de aire: en las áreas de procesamiento no se deben usar filtros terminales de baja o mediana eficiencia. Se recomienda el uso de filtros HEPA.

Es deseable que el ambiente mantenga una temperatura estable entre 18°C y 25°C, y una humedad relativa ambiente de 35-50%.

Gases Medicinales: Contará con el abastecimiento y suministro de aire comprimido (seco y filtrado) para el secado de elementos (según características específicas). Preferentemente irá provisto de un filtro terminal de 0,22 micrones. El suministro será conforme a normativa vigente.

Mobiliario fijo: Deberá estar construido con materiales resistentes al contacto con los agentes de limpieza y desinfección habitualmente utilizados; no será excesivo y estará acorde a los requerimientos del servicio.

Señalética: Todos los locales deberán estar señalizados según su función.

Seguridad: Deberá disponer de un Plan de evacuación en caso de siniestros, Salidas de emergencia debidamente señalizadas, Matafuegos autorizados según autoridad competente y reglamentación vigente (a base de CO<sub>2</sub> o polvo químico ABC), dispuestos en forma visible y accesible. Las centrales deberán contar con medios de escape alternativo que corresponda según norma. Deberá contar con detectores de humo en todos los locales y pasillos de circulación. Se deberán establecer Protocolos de Evacuación con simulacros periódicos.

#### CONSIDERACIONES ESPECIALES para los LOCALES (acorde a los procesos a realizar):

Previo al detalle de los locales que forman parte de la Central de Esterilización, es importante resaltar que los elementos a esterilizar deben contar con un **PRELAVADO** en el lugar de origen con el propósito de impedir la adherencia de restos biológicos al material constituyente. Los elementos reutilizables que entran en contacto con sangre o sustancias corporales del paciente, deben descontaminarse después de su uso (excepto la ropa, que requiere otro tipo de proceso).

El material debe llegar al servicio de esterilización en forma inmediata, contenido en recipientes rígidos, impermeables y con tapa, debidamente identificados.

Se detallan a continuación los locales (según los procesos que se realicen) que formarán parte de la central:

## CIRCUITO DE LOS ELEMENTOS A ESTERILIZAR – ESTERILIZADOS

### **A.1 RECEPCIÓN Y CLASIFICACIÓN**

Para realizar la recepción, control, clasificación y registro de elementos a procesar. Contará con depósito transitorio de elementos.

#### DESCRIPCIÓN:

El área de Recepción es para ingreso y registro del material a procesar. Contará con dos (2) ventanillas, una por cada tipo de material a ingresar, para evitar posible contaminación y mecanismos de seguridad, planos de apoyo y posibilidad de apertura con sistema de enclavamiento, para el eventual ingreso y/o egreso de equipos. El carro de transporte del material a esterilizar sólo podrá ingresar hasta el área sucia de la Central, debiendo realizar luego la transferencia a carros propios de la central. El área de Clasificación contará con mesada o mesa de trabajo, depósito transitorio de elementos y área libre para estacionamiento de carros.

En caso que la central no disponga de espacio físico suficiente para contar con dos ventanillas, se deberá evaluar la estrategia necesaria para evitar el cruce de materiales.

#### DIMENSIONES (medidas mínimas recomendadas):

|   |                   |
|---|-------------------|
| Recepción y clasificación (superficie mínima):      | 10 m <sup>2</sup> |
| Recepción y clasificación (superficie recomendada): | 14 m <sup>2</sup> |

#### CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS ESPECÍFICAS:

Zócalo: sanitario.

Paredes: Contará con guardacarros.

Puertas: La mínima luz útil admisible de paso será de 1.20m.

#### EQUIPAMIENTO:

Computadora con sistema de registro (código)

Impresora laser

Impresora de etiquetas con código (etiquetas aptas para procesamiento)

Carros para el circuito sucio

### **A.2 ÁREA DE LIMPIEZA Y SECADO**

Para limpieza, desinfección y secado.

#### DESCRIPCIÓN:

En esta área se realizan las actividades de lavado (limpieza manual; limpieza por ultrasonidos; limpieza mecánica), secado, desinfección.

Esta área, estará separada por una barrera física de las otras áreas de la Central. La importancia de la separación física se basa en la necesidad de evitar que aerosoles, micro gotas y partículas de polvo sean transportados desde el área sucia a otros sectores por las corrientes de aire, dado que en este sector (por el tipo de trabajo que allí se desarrolla: cepillado, ultrasonido), se genera una gran cantidad de aerosoles.

Se comunicará con las áreas de recepción de material y de acondicionamiento, mediante una barrera física que permita generar un diferencial de presión para la recepción/entrega de los productos a procesar. Debe establecerse un diferencial de presión negativa con el entorno. El ingreso de personal debe comunicar esta área con un pasillo, pero no con otra área de procesamiento, para garantizar un diferencial de presión negativa con el entorno.

El área de lavado comprenderá mesadas de trabajo de acero inoxidable, al igual que las piletas que además deben poseer dimensiones tales que permitan sumergir el material y lavarlo sumergido, para reducir la producción de aerosoles y salpicaduras hacia el operador. Deberá contemplarse un sector libre de piso para aproximación de carros de transporte y área libre para equipamiento. El sector de secado, incluirá mesada de apoyo con pileta profunda y provisión de aire comprimido.

DIMENSIONES (medidas mínimas):

|   |                   |
|---|-------------------|
| Área de limpieza, secado e inspección general (superficie mínima):      | 12 m <sup>2</sup> |
| Área de limpieza, secado e inspección general (superficie recomendada): | 16 m <sup>2</sup> |

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS ESPECÍFICAS:

Zócalo: sanitario.

Paredes: Contará con guardacarros.

Puertas: La mínima luz útil admisible de paso será de 1.20m.

Revestimiento: Se colocará revestimiento cerámico resistente con junta rectificada, para protección hasta altura de cielorraso o pintura tipo epoxi.

Instalación Sanitaria: Es deseable cuenten con mesadas de acero inoxidable al igual que piletas profundas. Se prohíbe el uso de mesadas de madera. El dimensionamiento de los desagües deberá responder al volumen horario a desagotar según los equipos correspondientes. Las piletas de piso deberán ser cerradas. El agua de lavado deberá estar debidamente ablandada y purificada.

Instalación Termomecánica: Todo el aire de este sector debe ser expulsado al exterior y sin recirculación. Debe contar con presión de aire negativa con respecto a las áreas adyacentes, se previene así la introducción de contaminantes a las zonas limpias. Debe poseer un extractor de aire funcionando permanentemente mientras se trabaja en el área (a razón de 10 cambios de aire por hora, con una salida de aire al exterior).

Gases Medicinales: Debe contar con una terminal de aire comprimido para el secado de elementos con lumen (tubuladuras, trocares). El aire comprimido deberá ser seco, libre de partículas, sin aceite y con filtrado microbiológico (0,22 micrones)

EQUIPAMIENTO:

Lavadoras mecánicas automáticas con o sin módulo de ultrasonido, con entrada de agua fría y caliente, sistema de enjuague y secado o lavadora ultrasónica con o sin módulos de enjuague y secado (en caso de corresponder, deberá asegurarse una adecuada aislación acústica).

Ablandador de agua, con filtro de partículas y posterior filtro de carbón activado

Aireador y/o cabina de secado

### **A.3 CONTROL DE CALIDAD**

Para verificar el estado de elementos a esterilizar (limpieza, integridad y funcionalidad) y definir su continuidad en el proceso o su descarte. Podrá vincularse (de acuerdo al equipamiento) al área de Limpieza y secado o al área de Acondicionamiento y envasado.

DESCRIPCIÓN:

Antes de continuar con el proceso de esterilización, se revisará el material a fin de comprobar que se encuentra en buenas condiciones de funcionamiento y libre de suciedad. De encontrarse oxidado, con signos de corrosión, sucio o en condiciones deficientes de funcionamiento, el material será removido y no será sometido a las siguientes etapas del proceso hasta cumplir con los requisitos de buen funcionamiento y limpieza.

La inspección se hará en un ambiente iluminado, con apoyo de una lupa y con el tiempo necesario por personal capacitado para este fin.



DIMENSIONES (medida mínima):

Área para control de calidad (superficie mínima):

4 m<sup>2</sup>

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS ESPECÍFICAS:

Zócalo: sanitario.

Paredes: Contará con guardacarros.

Puertas: La mínima luz útil admisible de paso será de 1.20m.

Revestimiento: Se colocará revestimiento cerámico con junta rectificada, resistente para protección hasta altura de cielorraso o pintura tipo epoxi.

Instalación Sanitaria: Es deseable cuenten con mesadas de acero inoxidable de 0,75m de profundidad por 2.20m de largo (mínimo). Se prohíbe el uso de mesadas de madera.

EQUIPAMIENTO:

Elementos para la lectura de Adenosin Trifosfato-ATP y de Proteínas (recomendable)

Lupa o lentes de aumento con luz

Balanza granataria de mesa (hasta 30 kg)

Balanza analítica

#### **A.4 ÁREA ACONDICIONAMIENTO Y ENVASADO (TEXTIL Y OTROS PRODUCTOS MÉDICOS)**

Para el armado, acondicionamiento y preparación del material a esterilizar.

DESCRIPCIÓN:

Los elementos a esterilizar ingresarán al área, limpios y secos. El área se organizará en locales, separando el material textil del resto de los productos médicos, para realizar el acondicionamiento, sellado y rotulado correspondiente. Todos estos locales, estarán SECTORIZADOS en área de preparación de paquetes y/o cajas, con mesa, mesada de trabajo para sellado y rotulado y depósito transitorio de elementos limpios y preparados a esterilizar (podrá ser local propio o armario).

El tránsito de las personas será estrictamente controlado y sólo el personal vestido según normas, ingresará al área.

DIMENSIONES (medidas mínimas):

Preparación textil con depósito (superficie mínima):

16 m<sup>2</sup>

Preparación otros productos médicos (superficie mínima):

16 m<sup>2</sup>

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS ESPECÍFICAS:

Zócalo: sanitario.

Paredes: Contará con guardacarros.

Ventanas: en caso de existir, deberán ser fijas.

Puertas: La mínima luz útil admisible de paso será de 1.20 m.

Revestimiento: Se colocará revestimiento impermeable, con junta rectificada, hasta altura de cielorraso o pintura tipo epoxi.

Climatización: El sector textil deberá contar con presión negativa. El local deberá contar con medidor diferencial de presión.

EQUIPAMIENTO:

Termoselladoras

Soporte para distintos tipos de envolturas

Cinteros para los distintos procesos de esterilización

Terminal informática

Carros

Lupa o lentes de aumento con luz (opcional)

Cortadora de gasas

#### **A.5 ÁREA ESTERILIZACIÓN CON EQUIPOS DE FRONTERA (DOBLE FRENTE)**

Para el proceso de esterilización de los elementos, según el método seleccionado. El sector de equipos de frontera (doble puerta), actuará como barrera para dividir físicamente el área de ingreso o carga de los equipos (zona semi crítica), del área de retiro de los elementos esterilizados (zona crítica), previo proceso de esterilización cumplido.

##### **DESCRIPCIÓN:**

Sectorizado en zona crítica y semicrítica, delimitada mediante doble división física estructural fija (piso a techo), para soporte de equipos de esterilización de frontera (autoclaves, estufas, etc.). Conformará entre ambas divisiones un área técnica, con acceso para facilitar el mantenimiento de equipos (es deseable que el ingreso a éste área técnica se haga desde zona sin restricciones).

La zona semi crítica, incluye la recepción del material a esterilizar y la carga en el equipo que corresponda. Incluirá área libre para estacionamiento transitorio de carros en ambos sectores.

- a) Equipo esterilizador por calor húmedo a presión superior a lo normal. Las áreas donde se ubiquen los equipos esterilizadores por calor húmedo deberán contar con sistema de extracción de aire caliente. Los equipos deberán estar instalados de forma tal de contar con una sala técnica con espacio suficiente para realizar el mantenimiento.
- b) Esterilización por calor seco doble puerta, de 180 a 250 litros con circulación de aire forzada. El sector donde se ubiquen los esterilizadores deberá contar con sistema de extracción de aire caliente.
- c) El equipo esterilizador por óxido de etileno deberá estar instalado en una sala independiente (con antecámara de acceso).

El sistema de extracción de aire debe garantizar un mínimo de 10 renovaciones de aire por hora sin recirculación, tanto en la sala técnica como en el sector de apertura de cámara. Este último sector debe tener un diferencial de presión negativa respecto del entorno, y se debe acceder previa barrera física para el paso de materiales y del personal. Debe contar con detectores ambientales de óxido de etileno, con alarmas acústicas y ópticas. El sistema de renovación de aire debe ser independiente del resto de la Central.

Las tomas de extracción de aire se deberán situar cercanas al piso, en la pared opuesta al ingreso de aire. Las bocas de inyección de aire se ubicarán en oposición a las de egreso, cerca del techo, cubriendo la extracción del aire en forma diagonal.

El material procesado por óxido de etileno se almacena transitoriamente en una sala exclusiva para su aireación. Debe contar con sistema de extracción de aire, ventilación a los cuatro vientos y control de temperatura. El nivel de óxido de etileno ambiental debe cumplir con el nivel establecido por normativa nacional de seguridad laboral aplicable vigente. El nivel de óxido de etileno ambiental debe cumplir con el nivel establecido por normativa nacional de seguridad laboral aplicable vigente.

Se deben realizar controles ambientales según lo dispuesto por ley de seguridad laboral vigente.

- d) Equipos de esterilización por otros métodos a baja temperatura: formaldehído, peróxido de hidrógeno en fase plasma, entre otros.

DIMENSIONES (medidas mínimas recomendadas, incluye espacio para carga y descarga. A la superficie resultante, según la cantidad de unidades, se le deberá agregar un 40% de superficie destinada a completar tanto el sector descarga como carga):

|   |                   |
|---|-------------------|
| Equipo esterilizador calor húmedo a presión superior a la normal (superficie mínima):                                     | 9 m <sup>2</sup>  |
| Equipo esterilizador por calor seco doble puerta de 180 a 250 litros con circulación de aire forzada (superficie mínima): | 6 m <sup>2</sup>  |
| Equipo esterilizador por plasma peróxido de hidrógeno de 50-100 litros (superficie mínima):                               | 6 m <sup>2</sup>  |
| Equipo esterilizador por óxido de etileno, incluye depósito transitorio (superficie mínima):                              | 15 m <sup>2</sup> |
| Equipo esterilizador por formaldehído 2% de 130 litros (superficie mínima):   | 6 m <sup>2</sup>  |

#### CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS ESPECÍFICAS:

Piso: El sector de equipos contará con banquina de 0.10m de alto para apoyo de los mismos.

Zócalo: sanitario.

Paredes: Contará con guardacarros.

Ventanas: en caso de existir, deberán ser fijas.

Puertas: La mínima luz útil admisible de paso para el sector en general será de 1.20m. La luz útil admisible de paso para el local de óxido de etileno será de 0,80m y deberá asegurarse la estanqueidad y hermeticidad de la misma.

Revestimiento: Se colocará revestimiento resistente con junta rectificada para protección hasta altura de cielorraso o pintura tipo epoxi.

Instalación Sanitaria: Es deseable que la instalación se realice en acero inoxidable. Suministro de agua (o vapor) libre de residuos sólidos (dureza, cloro, etc.) mediante ablandador o trampas de vapor en caso de usar vapor central.

Climatización: Para el equipo de óxido de etileno, deberá asegurarse la ventilación a los cuatro vientos, mediante cañerías de 7m. de altura por encima del nivel de edificación y fabricadas en material que no reaccione con el agente.

#### EQUIPAMIENTO:

Equipos esterilizadores por calor húmedo - (puerta automática simple o doble) Con generación propia de vapor y/o conectado al vapor central del establecimiento

Equipos esterilizadores por calor seco - Estufa de esterilización de 180 a 250 litros

Unidad plasma peróxido de hidrógeno de 50 a 100 litros

Esterilizador por óxido de etileno. El equipo podrá esterilizar a 37°C o 55/60 ° C.

Esterilizador por formaldehído de 130 litros. El equipo podrá esterilizar a 60°C o 78° C.

Incubadoras por procesos o lectoincubadoras

Cinteros para los distintos procesos de esterilización (clase 1)

Terminal informática en área limpia

Etiquetadoras de loteo

Carros para los esterilizadores.

Ablandador de agua, más sistema de filtros

Lector de código de barras

## **A.6 DEPÓSITO DE MATERIAL ESTÉRIL**

Para almacenamiento de material esterilizado.

### **DESCRIPCIÓN:**

El área estará organizada en sectores con estantes (abiertos y cerrados). Contará además con estacionamiento transitorio de carros y un área para entrega de material estéril (que se detallarán más abajo).

Al área de almacenado del material estéril ingresarán únicamente los productos que tengan la condición de esterilizado y se colocarán en estantes. Los productos esterilizados deben estar ubicados a una distancia mínima de 30 cm del piso y 70 cm del cielorraso. Sólo el personal autorizado y adecuadamente vestido según normas podrá ingresar al área.

### **DIMENSIONES**

20% de 1 a 1,7m<sup>2</sup> por cama internación y puesto de observación/tratamiento.

### **CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS ESPECÍFICAS:**

Zócalo: sanitario.

Paredes: Contará con guardacarros.

Ventanas: en caso de existir, deberán ser fijas.

Puertas: La mínima luz útil admisible de paso será de 1.20m.

Revestimiento: Pintura tipo epoxi.

Instalación Termomecánica: Esta área debe ser ventilada con al menos 4 cambios de aire por hora, con una temperatura entre 18°C-25°C y una humedad relativa ambiente entre 35-50%. Con presión positiva.

### **EQUIPAMIENTO:**

Carros

Estanterías móviles con repisas enrejadas

## **A.7 ESTACIONAMIENTO TRANSITORIO DE CARROS**

Para estacionamiento de los carros para carga y descarga de material a los equipos de esterilización y los utilizados para transporte de material esterilizado.

### **DESCRIPCIÓN:**

Sector libre de piso para estacionamiento transitorio de carros, incorporado al local correspondiente y/o como ensanche de circulación.

### **DIMENSIONES (medida mínima):**

Unidad estacionamiento transitorio de carro (superficie mínima/recomendada): 2 m<sup>2</sup>

**CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS ESPECÍFICAS:** ídem local donde se ubique.

### **EQUIPAMIENTO:**

Carros

### **A.8 ENTREGA DE MATERIAL ESTÉRIL**

Para preparación y entrega del material esterilizado.

#### **DESCRIPCIÓN:**

Sectorizado en área preparación y entrega. La preparación de pedidos incluirá sector con estantes mesa de trabajo y área libre para estacionamiento de carro. La entrega se materializará por medio de una ventanilla con mostrador y posibilidad de apertura con sistema de enclavamiento.

El carro de transporte del material esterilizado no podrá salir de la Central, debiendo realizar la transferencia de elementos a carros externos a la misma para su traslado al destino final (excepto en sistema de comunicación cerrada con el Centro Quirúrgico).

DIMENSIONES (medida mínima):

Entrega material estéril (superficie recomendada): 12 m<sup>2</sup>

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS ESPECÍFICAS: ídem depósito material estéril.

#### **EQUIPAMIENTO:**

Carros

Terminal informática

Lectora de códigos

Impresora

### **LOCALES DE APOYO**

#### **A.9 VESTUARIO CON SANITARIO PARA PERSONAL**

Actuará como transferencia entre el sector NO CRÍTICO y los sectores SEMICRÍTICOS y CRÍTICOS. La cantidad de receptáculos y artefactos sanitarios, se calcularán en función a la cantidad de personas y a la normativa local. Se vincula a la transferencia de personal.

DESCRIPCIÓN: Local sectorizado en área húmeda con receptáculo para inodoro, para ducha y con piletas (agua fría y caliente) y área seca, con gabinetes individuales para guardado de pertenencias y banco.

#### **A.10 TRANSFERENCIA AMBULATORIA (Para PERSONAL).**

Para ingreso del personal a la Central.

DESCRIPCIÓN: Área abierta para transferencia ambulatoria (colocación de botas). Una (1) será para el ingreso a la zona crítica y una para el ingreso a la zona semi crítica. Se dimensionará en función a la cantidad de personal. Se vinculará a los respectivos vestuarios. Contará con estante, banco y recipiente para descarte de botas utilizadas.

#### **A.11 OFICINA / JEFATURA**

Para farmacéutico/a responsable del servicio.

DESCRIPCIÓN: Sectorizado en área de trabajo (escritorio y 3 sillas) y área de archivo (mueble con estantes).

DIMENSIONES (medidas mínimas/recomendadas):

Oficina/Jefatura (mínimo/recomendada): 10 m<sup>2</sup>

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS ESPECÍFICAS:  
Responderá a las características constructivas generales.

#### **A.12 PUESTO DE TRABAJO ADMINISTRATIVO**

Área de trabajo destinada a actividades administrativas. Responsable del resguardo de toda la documentación generada, tales como: controles de ciclos de esterilización, funciones del personal y todos los procesos administrativos. La cantidad de puestos, se calculará en función a la envergadura de la unidad/servicio.

DESCRIPCIÓN: Espacio para un (1) puesto de trabajo (escritorio y silla) flexible con posibilidad de compartimentarse mediante mobiliario. El área deberá contemplar: mueble para guardado de uso compartido entre los puestos, sector para impresora y eventual fotocopiadora.

DIMENSIONES (medidas mínimas/recomendadas):

Puesto de trabajo (mínimo/recomendada): 4 m<sup>2</sup>

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS ESPECÍFICAS:  
Responderá a las características constructivas generales.

#### **A.13 ESTAR DE PERSONAL**

Para descanso del personal. La cantidad y superficie, se calculará en función a la envergadura de la unidad/servicio.

DESCRIPCIÓN: Sectorizado en área de reunión (mesa y sillas) y área con mesada y pileta (agua fría y caliente). Con anafe eléctrico y heladera bajo mesada.

#### **A.14 OFFICE DE LIMPIEZA**

DESCRIPCIÓN: Local o sector en ensanche de circulación (cerrado) para limpieza y guardado de elementos utilizados en el aseo de los locales del servicio. Contará con mesada y pileta profunda (agua fría y caliente) y mueble para guardado de insumos. Con espacio libre para estacionamiento transitorio del carro de limpieza.

DIMENSIONES:

Office de limpieza en ensanche de circulación cerrado (mínimo/recomendado): 3 m<sup>2</sup>

Office de limpieza en local cerrado (mínimo/recomendado): 4 m<sup>2</sup>

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS:

**Zócalos:** recto.

**Paredes:** superficies lavables lisas, sin molduras, aislantes y resistentes al fuego. Con revestimiento mínimo hasta 0.60 m sobre mesada.

**Ventanas:** en caso de existir deben ser de abrir.

**Puertas:** El ancho libre de las puertas deberá permitir el normal acceso del carro de limpieza al local.

**Instalación Sanitaria:** Contará con provisión de agua fría y caliente en la pileta sobre mesada. Con canilla de servicio a 0.50cm del piso para carga de balde, con pileta de piso.

EQUIPAMIENTO:

Carros de limpieza

#### **A.15 CONTENEDOR / DEPÓSITO DE RESIDUOS DOMICILIARIOS**

Para depósito transitorio de residuos. La superficie se calculará en función a la envergadura de la unidad/servicio.

DESCRIPCIÓN: Sector o local para depósito transitorio de basura y desperdicios domiciliarios. Permanencia no mayor a 12 horas

#### **A.16 CONTENEDOR / DEPÓSITO DE RESIDUOS BIOPATOGÉNICOS**

Para depósito transitorio de residuos biopatógenos. La superficie se calculará en función a la envergadura de la unidad/servicio.

DESCRIPCIÓN: Sector o local para acopio exclusivo de residuos biopatógenos (sólidos y líquidos), el retiro debe ser inmediato luego de dar aviso de la generación de los mismos. Tiempo de permanencia: no mayor a 1 hora.

#### **A.17 PLACARD / SALA DE MANTENIMIENTO**

La superficie se calculará en función a la envergadura de la unidad/servicio.

DESCRIPCIÓN: Placard/sala (según proyecto) para ubicación de elementos y/o equipos relacionados al servicio, según necesidad (tableros, UPS, aire, etc.).

DIMENSIONES:

Placard/Sala: a dimensionar de acuerdo a la envergadura y complejidad del servicio.

Placard / Sala (mínimo/recomendado): 3 m<sup>2</sup>

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS: Deberá contar con puerta de acceso amplia para maniobra de elementos y para facilitar el mantenimiento. Con iluminación general (uniforme y focalizada). Materialidad a definir según proyecto.

EQUIPAMIENTO: Según necesidad del proyecto (tableros, UPS, aire, etc.).

## **B - RECURSOS HUMANOS**

### **B.1 JEFE DE ESTERILIZACION:**

Se tendrán en consideración los distintos niveles según la Res 900-E/17 y sus modificatorias - Tipologías de establecimientos de Salud y criterios de categorización de establecimientos de Salud: Para Nivel 1- : Con título de FARMACEUTICO preferentemente con capacitación previa en el área de esterilización.

Para Niveles 2 y 3: Con título de FARMACEUTICO y con certificación en especialidad de esterilización otorgada por organismo competente.

Funciones:

- Organizar el área a su cargo.
- Elaborar las normas de procedimientos y compilarlas en un manual
- Llevar a cabo el control de gestión.
- Conducir y administrar el recurso físico y recurso humano.
- Supervisar las actividades y evaluar los resultados.
- Determinar la dotación del área.
- Definir el perfil de los distintos niveles ocupacionales.
- Participar en la selección del personal profesional técnico y administrativo.
- Asignar tareas y responsabilidades al personal del área y evaluar su desempeño.
- Calcular las necesidades de presupuesto (Recurso Humano, equipamiento e insumos).
- Evaluar la calidad de los insumos.
- Participar en la selección del equipamiento requerido.
- Registrar y mantener actualizada la documentación de la Central en lo referente al personal y a las actividades.

- Archivar y mantener la documentación por el lapso que fijen las autoridades.
  - Elaborar programas de capacitación continua para el personal del Servicio.
- Se deberá tender a la capacitación continua del recurso humano con la realización de ateneos mensuales. La capacitación del recurso humano deberá ser registrada.
- Organizar cursos y conferencias.
  - Deberá regularizar, trabajando con el personal de la institución de salud que corresponda, la situación de circulación de productos médicos
  - Integrar el Comité de Infecciones del Establecimiento y otros comités que impliquen su participación o el representante profesional que designe, a fin de garantizar practicas institucionales, alineándose al plan operativo, garantizando calidad de gestión y mejora continua.
  - Realizar, junto a los profesionales del Servicio y del Establecimiento, tareas de investigación.

## **B.2 SUBJEFE DE ESTERILIZACION**

Puede existir en la estructura orgánico-funcional del establecimiento solamente en el caso que la producción y la complejidad del área lo justifique.

Debe reunir las mismas condiciones que el Jefe de Esterilización para ocupar la función.

En el caso de no existir el cargo, la función es desempeñada, durante la ausencia del Jefe de la central de Esterilización, por un profesional Farmacéutico.

Funciones:

- Conducir la Central de Esterilización en ausencia del Jefe.
- Colaborar con las tareas del Jefe de Esterilización.

## **B.3 SUPERVISOR**

Con título de Técnico Superior en Esterilización. Cuando por el nivel de producción y complejidad del servicio lo justifique se contemplará la designación de un supervisor por turno

Funciones:

Además de las actividades que se detallarán para los técnicos, deberá:

- Colaborar con el Jefe de Esterilización en la conducción del personal.
- Velar por el buen uso y mantenimiento del equipamiento.
- Supervisar los registros de movimiento de insumos, procedimientos, control de procesos, etc.
- Informar al Jefe de Esterilización las novedades al finalizar la jornada.

## **B.4 TECNICOS / TÉCNICO SUPERIOR**

Con título de Técnico en Esterilización. Debe desarrollar las tareas bajo la conducción del farmacéutico jefe de Esterilización.

Funciones:

- Recibir y lavar el material.
- Preparar y/o acondicionar el material.
- Rotular los paquetes.
- Efectuar la esterilización de los materiales.
- Almacenar los materiales esterilizados.
- Efectuar la entrega de los materiales.
- Confeccionar los registros de recepción/entrega, de procesos de esterilización, de producción.
- Operar equipos de la central de Esterilización.
- Llevar a cabo tareas de limpieza concurrente de los equipos.
- Informar al Jefe de Esterilización las novedades al finalizar la jornada.

## **B.5 PERSONAL DE LIMPIEZA**

Con capacitación previa en las tareas específicas. Por tratarse de un área cerrada debe contemplarse que el recurso humano de limpieza sea estable, cubriendo la totalidad del horario del funcionamiento de la central de reprocesamiento.

Funciones:



- Tareas de limpieza y desinfección de la planta física.

## **B.6 PERSONAL ADMINISTRATIVO**

De apoyo en las tareas, con dedicación parcial o completa según la producción.

## **C- MARCO NORMATIVO DE FUNCIONAMIENTO**

### **C.1 DEPENDENCIA**

La Central de Esterilización constituirá un Servicio independiente, a cargo de un profesional farmacéutico que cumpla con los requisitos descritos anteriormente en el punto B Recursos humano. Según el organigrama de cada Institución, reportará directamente a Dirección Médica o al área del cual dependa el Servicio de Farmacia.

### **C.2 DESCRIPCIÓN DE LOS MÉTODOS**

#### ✓ MÉTODOS FÍSICOS

##### **CALOR SECO**

Se podrá aplicar cuando los materiales no soporten la acción del calor húmedo. La recomendación para la esterilización de ciertos materiales deriva de su facilidad de penetración en sólidos, líquidos no acuosos y cavidades cerradas. Su comportamiento con el metal es menos corrosivo pero más oxidante. No erosiona el vidrio como lo hace el vapor.

Es importante tener siempre en cuenta que la acción microbicida del calor, está condicionada por la presencia de materia orgánica o suciedad en los materiales. El calor seco se transmite lentamente en los materiales por lo que se requieren largos períodos de exposición. El aire caliente no es corrosivo pero el proceso es lento.

Parámetros del método: 2hs a 160 Cº.

Mecanismo de acción: provoca la muerte microbiana por oxidación degradativa de proteínas

##### **CALOR HÚMEDO**

La esterilización por el método de calor húmedo a presión superior a la normal es el procedimiento de esterilización de elección (excepto para los materiales que no pueden resistir el calor y la humedad; las sustancia grasas y pulverulentas).

El mecanismo de acción del calor húmedo es por transferencia de energía que provoca la coagulación de protoplasma celular.

Tiene la ventaja de ser un método rápido de esterilización y de no dejar residuos tóxicos en el material.

#### ✓ MÉTODOS FÍSICO-QUÍMICOS

1. Vapor de formaldehído (aldehído fórmico): Es una alternativa para la esterilización de equipos y materiales que no resisten altas temperaturas, utilizado bajo las debidas normas de seguridad. Entre las ventajas del método físico-químico (vapor a baja temperatura con formaldehído), se puede mencionar la rapidez, la ausencia de residuos tóxicos (utilizado en las condiciones especificadas por el fabricante) y la fácil instalación.
2. Gas de Óxido de etileno: Se puede utilizar para la esterilización de elementos termolábiles, en condiciones especiales y controladas.

En la validación de este proceso debe incluirse la etapa de aireación, para garantizar que los materiales esterilizados no contengan óxido de etileno residual en concentraciones superiores a las recomendadas. Para los materiales que más fijan óxido de etileno (PVC, látex), los tiempos orientativos de aireación recomendados son entre 12 y 16 horas sin superar una temperatura de 55°C a 60°C.

3. Plasma de Peróxido de hidrógeno: El peróxido de hidrógeno tiene propiedades esterilizantes a bajas temperaturas.

Cabe aclarar que existen otros procedimientos físicos que no se tratarán en esta directriz, tales como esterilización por rayos gamma y filtración, entre otros.

### **C.3 PAUTAS DE GESTIÓN**

La Central de Esterilización deberá mantener disponible la documentación y registros relativos a:

- ✓ Planos actualizados (arquitectura, incendio y electricidad) aprobados por la autoridad competente
- ✓ Contratos de servicios tercerizados (según corresponda);
- ✓ Plan de Mantenimiento preventivo y correctivo edilicio (obra e instalaciones) y de equipamiento; Mantenimiento de los ambientes limpios, libres de residuos y olores.
- ✓ Registro de mantenimiento de Equipos: los equipos y sus fabricantes y/o importadores deberán estar inscriptos en el registro de Tecnología Médica de la ANMAT y/o Autoridad Sanitaria Competente.

Se deberá contar con un programa de mantenimiento preventivo, validación biológica y perfiles térmicos anuales. Debiéndose calibrar anualmente todos los elementos de seguridad y medición. La Central de esterilización y procesamiento de productos médicos deberá contar con copias de los certificados de mantenimiento, validaciones y calibraciones.

- ✓ La Central deberá contar con manuales de uso y de instalación de los equipos en idioma español, al alcance del personal autorizado del servicio.
- ✓ Deberán contar con un programa de mantenimiento preventivo. Todos sus elementos de seguridad y medición deberán ser calibrados anualmente. La Central de Esterilización debe contar con copias de los certificados de mantenimientos preventivos, validaciones y calibración.

Una vez instalado, el equipamiento deberá ser validado biológica, térmica y químicamente (se entiende que un perfil térmico no es equivalente a una validación). Los equipos deberán asegurar bloqueo automático de puertas. El sistema de ingreso de aire al equipo de óxido de etileno, deberá contar con filtros bacterianos, sistemas de seguridad y alarmas que permitan el manejo seguro del mismo.

- ✓ Plan de Gestión de Residuos según tipo (domiciliarios, biopatogénicos y peligrosos)
- ✓ Control de vectores y plagas, de acuerdo a la normativa local y/o nacional vigente.
- ✓ Normas, procedimientos y rutinas técnicas escritas y actualizadas, de los procesos de trabajo en un lugar de fácil acceso a todo el equipo.
- ✓ Control patrimonial y de stock de equipos, materiales e insumos de acuerdo con la complejidad.
- ✓ Proporcionar insumos, productos y equipos necesarios para las prácticas de higiene de manos de trabajadores.
- ✓ Garantizar la gestión de riesgos de accidentes inherentes a las actividades desarrolladas.
- ✓ Registros relativos a producción, así como de procesos especiales.
- ✓ Registro diario de actividades realizadas
- ✓ Cálculo de costos: Mediante tablas estándares que indiquen los valores de ponderación de cada actividad, tomando como patrón la Unidad de Esterilización u otra que cumpla los fines pretendidos. Para ello se describen a modo de ejemplo en el Anexo dos metodologías para el cálculo de Unidades de Esterilización y dotación del personal.

## **D. INDICADORES DE CALIDAD**

### **D.1**

- 1- Nombre del Indicador: Grado de calidad de la materia prima
- 2- Fórmula:  $I \text{ Materia Prima} = \frac{\text{Cantidad de unidades rechazadas}}{\text{Cantidad total de unidades de la partida}}$
- 3- Muestra: Total de unidades adquiridas
- 4- Frecuencia de evaluación: según métodos estadísticos establecidos por el Jefe de la Central
- 5- Objetivo: Estimar el grado de calidad de la materia prima

### **D.2**

- 1- Nombre del Indicador: Grado de calidad de la producción
- 2- Fórmula:  $I \text{ Producción} = \frac{\text{Productos procesados defectuosos}}{\text{Productos totales procesados}}$
- 3- Muestra: Total de materiales procesados
- 4- Frecuencia de evaluación: según métodos estadísticos establecidos por el Jefe de la Central
- 5- Objetivo: Estimar el grado de calidad de los productos procesados

### **D.3**

- 1- Nombre del Indicador: Grado de calidad de los equipos
- 2- Fórmula:  $I \text{ de funcionalidad del equipo} = \frac{\text{Horas fuera de servicio}}{\text{Horas totales teóricas de funcionamiento}}$
- 3- Muestra: total de horas teóricas de funcionamiento
- 4- Frecuencia de evaluación: mensual (recomendado)
- 5- Objetivo: Estimar el grado de funcionalidad y eficiencia del mantenimiento de los equipos

### **D.4**

- 1- Nombre del Indicador: Efectividad de los procesos
- 2- Fórmula:  $I \text{ efectividad de los procesos} = \frac{\text{Ciclos con parámetros fuera de rango}}{\text{Ciclos totales}}$
- 3- Muestra: Total de ciclos realizados
- 4- Frecuencia de evaluación: según métodos estadísticos establecidos por el Jefe de la Central
- 5- Objetivo: Estimar el grado de eficiencia de los equipos

### **D.5**

- 1- Nombre del Indicador: Higiene y seguridad en el Servicio de Esterilización
- 2- Fórmula:  $\text{seguridad} = \frac{\text{Número de Accidentes}}{\text{Total de días trabajados}}$
- 3- Muestra: Total de días trabajados
- 4- Frecuencia de evaluación: según métodos estadísticos establecidos por el Jefe de la Central
- 5- Objetivo: Estimar el grado de aplicación de las medidas de higiene y seguridad en el servicio.

### **D.6**

- 1- Nombre del Indicador: Porcentaje de ausentismo del personal de Esterilización
- 2- Fórmula:  $I \text{ de ausentismo} = \frac{\text{Número de Ausencias}}{\text{Total de días trabajados}}$
- 3- Muestra: Total de días trabajados
- 4- Frecuencia de evaluación: según métodos estadísticos establecidos por el Jefe de la Central
- 5- Objetivo: Evaluar el impacto sobre la producción del servicio a fin de satisfacer la demanda de la institución.

NOTA: Cada establecimiento de Salud debe definir su standard o nivel óptimo que han de alcanzar los respectivos indicadores.

## ANEXO

### PRODUCCIÓN DE LA CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

El presente anexo es presentado a modo orientativo y no constituye un aspecto obligatorio de la presente directriz.

Se redacta a los fines de presentar uno de los varios modelos de cálculo estadístico de la central de esterilización

#### EJEMPLO 1: ESTADISTICA CENTRALES DE ESTERILIZACIÓN

##### ✓ CLASIFICACIÓN INICIAL

Como primer paso se debe clasificar a los elementos que suministra la Central de Esterilización y Materiales en tres grupos: A, B, C.

|              |  |         |
|--------------|--|---------|
| TIPO A ----- | Material descartable                               | 2 U.E.  |
| TIPO B ----- | Material acondicionado en los servicios            | 3 U.E.  |
| TIPO C ----- | Material procesado en la Central de Esterilización | 10 U.E. |

En el caso del TIPO A, la tarea se remite sólo a la entrega de materiales lo que demanda un tiempo muy diferente a lo que se requiere para los grupos "B" y "C".

El grupo "C" en particular, el tiempo que demanda es mucho mayor dada la complejidad del control de recepción de los materiales hasta su procesamiento posterior.

Basándose en estas diferencias se le adjudica un valor índice a cada tipo de prestación.

El valor de esos índices se refiere a la recepción, recuento y traslado a los sectores correspondientes.

**UNIDADES DE ESTERILIZACIÓN (U.E.)** Tiempo expresado en minutos necesarios para realizar la prestación más simple, de manera tal que U.E. = 1' a cada bulto (incluye paquetes, cajas, bandejas, etc.) se le adjudica un valor en U.E. dados los distintos tiempos que insume su preparación.

##### ✓ PONDERACIÓN DE TAREAS ADICIONALES

A la primera clasificación se le suman las tareas adicionales que el material requiera.

a) Descontaminación y lavado:

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Procedimiento automático | 1 U.E.  |
| Procedimiento manual     | 10 U.E. |

b) Preparación y acondicionamiento:

A los valores anteriores hay que sumarle los puntos (U.E.) correspondientes a la preparación y acondicionamiento de los materiales ya sean textiles, látex, instrumental, hilos de sutura y otros, según el cuadro siguiente:

| UNIDADES ESTERILIZACION ADICIONALES |   |   |   |    |
|-------------------------------------|---|---|---|----|
| Tipo de bultos                      | 2 | 3 | 5 | 10 |
| Apósitos de algodónados             | - | - | X | -  |
| Apósitos especiales                 | - | - | - | X  |
| Bandejas                            | - | - | X | -  |
| Gasas simples (cortadas)            | X | - | - | -  |
| Gasas dobladas                      | - | - | X | -  |
| Hilos de sutura                     | - | X | - | -  |
| Instrumental quirúrgico             | - | - | - | X  |
| Instrumental (curaciones)*          | - | X | - | -  |
| Material textil (quirúrgico)**      | - | - | - | X  |
| Material Textil (curaciones)        | - | X | - | -  |
| Otros                               | X | - | - | -  |

#### REFERENCIAS

\* Corresponde a la caja o canastilla de instrumental

\*\* Corresponde al paquete quirúrgico

Los bultos (paquetes, cajas, bandejas) resultantes de la preparación definitiva de los materiales y que se someten a esterilización eleva el número en 5 U.E.

Cuando se realiza control de calidad se debe sumar al valor índice 2 U.E.

| CLASIFICACION | RECEPCION | DESCONTAMINACION<br>Y LAVADO | U.E. ADICIONAL | ESTERIL. | CONTROL<br>DE<br>CALIDAD |
|---------------|-----------|------------------------------|----------------|----------|--------------------------|
| A             | 2         | -                            |                | 5        | 2                        |
| B             | 3         | -                            | VER            |          |                          |
| C             | 10        | 1                            | CUADRO         |          |                          |

Ejemplos

1. Caja Instrumental

TIPO C:

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Recepción .....         | 10        |
| Decontaminación .....   | 1         |
| Acondicionamiento ..... | 10        |
| Esterilización .....    | 5         |
| TOTAL .....             | <u>26</u> |

TIPO B:

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Recepción .....      | 10        |
| Esterilización ..... | 5         |
| TOTAL .....          | <u>15</u> |

2. Apósitos Planos

TIPO C:

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Preparación .....       | 5         |
| Acondicionamiento ..... | 10        |
| Esterilización .....    | 5         |
| TOTAL .....             | <u>20</u> |

3. Hilos de Sutura

TIPO B:

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Recepción .....      | 3        |
| Esterilización ..... | 5        |
| TOTAL .....          | <u>8</u> |

TIPO C:

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Recepción .....         | 10        |
| Acondicionamiento ..... | 3         |
| Esterilización .....    | 5         |
| TOTAL .....             | <u>18</u> |

✓ **CALCULO DE DOTACION DE PERSONAL**

Para calcular la dotación de personal necesario en un Servicio de Esterilización Central, se tomará como módulo uniforme la “Hora de Esterilización”.

✓ **HORA DE ESTERILIZACION**

Rendimiento:

Es la cantidad de trabajo real que realiza una persona determinada en una cierta cantidad de tiempo.

a) Rendimiento teórico

1' (minuto) = U.E. (1 Unidad Esterilización)

b) Rendimiento observado

Unidades de esterilización obtenidas por los registros estadísticos.

c) Rendimiento real

Se obtiene de la relación entre Rendimiento observado (b) y el rendimiento teórico (a)

Rendimiento real:  $\frac{b \times 100}{a}$

✓ **METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DEL PERSONAL**

Para lograr el plantel necesario en “Esterilización Central” se podrá aplicar el siguiente procedimiento:

- a) El total de Unidades de Esterilización que se obtenga en el registro mensual estadístico se debe dividir por el FACTOR DE CORRECCIÓN 10.
- b) Determinar las unidades de esterilización diarias: Considerar el N° de días laborables mensuales de acuerdo al régimen interno del Servicio (30 días o 20 días si se trabaja de lunes a viernes).

La cifra en a) se divide por 30 ó 20, según corresponda.

✓ **UNIDADES DE ESTERILIZACIÓN DIARIAS**

- c) Determinar las “Horas de Esterilización”: se obtiene **Unidades de Esterilización Diarias (b)/60 minutos (1 hora)**.
- d) Determinación de cantidad de personal: considerar el régimen horario de la Central de Esterilización (6-7-8 horas).

La cifra obtenida en el ítem (c) Rendimiento real / 6 ó 7 u 8 hs da como resultado:  
**el N° de personas necesarias en el Servicio.**

EJEMPLO N° 1 - Dato estadístico mensual: 500.000 U.E.

- Factor de corrección 10  
 $500.000/10 = 50.000$  Unidades Esterilización
- Días laborables: 20  
 $50.000/20 = 2500$  Unidades Esterilización diarias (**U.E.D**)

- Hora esterilización: 1 h = 60'

2.500 U.E.D / 60' = 42 hora esterilización

- Horas diarias de trabajo = 6

42 / 6 = 7 personas

EJEMPLO Nº 2 - Dato estadístico mensual: 4.000.000

- 4.000.000 / 10 (Factor corrección) = 400.000 U.E.

- 400.000 / 30 días = 13.338 U.E. diarias

- 13.338 U.E.D / 60' = 222,22 hora esterilización

222 (hora esterilización) / 7 horas = 31,71 (32 personas).

### **EJEMPLO 2: INDICADORES DE PRODUCCIÓN**

El Objetivo de los indicadores es evaluar si la producción de la Central de Esterilización es acorde a la demanda de los distintos Sectores y a la complejidad de la Institución. Los mismos permitirán determinar el uso racional del material estéril en cada área.

Unidad de Material Estéril (**U.M.E**):

Cada elemento estéril, no fraccionable, entregado por la central. Ver Planilla Nº 2.

Unidad Mínima Operativa (**U.M.O**):

Cada uno de los pasos mínimos e indispensables para obtener una “**unidad de material estéril**”. (**U.M.E**)

**Ver Planilla Nº 1.**

1- Nombre del Indicador: **Producción General**

2- Fórmula:

**Indicador de Producción General = U.M.E (Guardia) + U.M.E (Internación) + U.M.E (Consultorio. Ext) + U.M.E (Quirófano)**

**HORAS / HOMBRE MENSUAL**

3- Método: **Retrospectivo**

4- Frecuencia de evaluación: **Mensual**



## PLANILLA Nº 1

### PLANILLA DE PASOS PARA CADA TIPO DE MATERIAL PROCESADO

|                            |     |      |      |       |       |     |       |       |     |      |        |      |     |     |     |        | ej. 1  | ej. 2 |
|----------------------------|-----|------|------|-------|-------|-----|-------|-------|-----|------|--------|------|-----|-----|-----|--------|--------|-------|
| PRODUCTOS DE USO MEDICO    | Rec | Clas | Lav. | Cor P | Cor G | Dob | Env 1 | Env 2 | Arm | Sell | Ester. | Cont | Reg | Alm | Ent | U.M.O. | U.M.O. |       |
| GASA DOBLADA P / SALA      | 1   |      |      |       | 1     | 1   | 1     |       |     | 1    | 1      | 1    | 1   | 1   | 1   | 10     | 3      |       |
| GASA DOBLADA P / QUIROFANO | 1   |      |      | 1     | 1     | 1   | 1     | 1     |     | 1    | 1      | 1    | 1   | 1   | 1   | 11     | 4      |       |
| VENDAS ESTERILES           | 1   |      |      |       | 1     |     | 1     |       | 1   | 1    | 1      | 1    | 1   | 1   | 1   | 9      | 2      |       |
| VENDAS P / QUIROF.         | 1   |      |      | 1     | 1     |     | 1     | 1     | 1   | 1    | 1      | 1    | 1   | 1   | 1   | 11     | 4      |       |
| APOSITOS SALA              | 1   |      |      |       | 1     |     | 1     |       | 1   | 1    | 1      | 1    | 1   | 1   | 1   | 9      | 2      |       |
| APOSITOS P / QUIR.         | 1   |      |      |       | 1     |     | 1     | 1     | 1   | 1    | 1      | 1    | 1   | 1   | 1   | 10     | 3      |       |
| CAJAS DE INSTRUM.1         | 1   | 1    | 1    | 1     |       |     | 1     |       | 1   | 1    | 1      | 1    | 1   | 1   | 1   | 11     | 6      |       |
| CAJAS DE INSTRUM.2         | 1   |      |      | 1     |       |     | 1     |       |     | 1    | 1      | 1    | 1   | 1   | 1   | 8      | 1      |       |
| MATERIAL DE O. E.          | 1   | 1    |      | 1     |       |     | 1     | 1     | 1   | 1    | 1      | 1    | 1   | 1   | 1   | 10     | 3      |       |
| MAT.DE O.E.P/ QUIR.        | 1   | 1    |      | 1     |       |     | 1     | 1     | 1   | 1    | 1      | 1    | 1   | 1   | 1   | 11     | 4      |       |

## PLANILLA Nº 2

### PLANILLA DE UNIDADES DE MATERIALES ESTÉRILES MENSUALES POR SERVICIO

| MATERIALES                       | GUARDIA | UNIDAD DE INTERNACIÓN | CONSULTORIO EXTERNO | QUIRÓFANO |
|----------------------------------|---------|-----------------------|---------------------|-----------|
| Gasa doblada                     |         |                       |                     |           |
| Gasa para Quirófano              |         |                       |                     |           |
| Vendas Esterilizadas             |         |                       |                     |           |
| Vendas para Quirófanos           |         |                       |                     |           |
| Apósitos simples                 |         |                       |                     |           |
| Apósitos para Quirófano          |         |                       |                     |           |
| Instrumental para lavar          |         |                       |                     |           |
| Instrumental lavado              |         |                       |                     |           |
| Material de ETO * para sala      |         |                       |                     |           |
| Material de ETO * para quirófano |         |                       |                     |           |
| Total de U.M.E / Mes             |         |                       |                     |           |

#### REFERENCIAS

ETO \* – Esterilización por Óxido de Etileno

U.M.E – Unidades de Materiales Estériles

#### CALCULO DE PERSONAL SEGÚN DEMANDA REQUERIDA

Para realizar el cálculo de personal según la demanda de material estéril de los distintos servicios, primero se deben saber las necesidades de cada uno y luego los tiempos requeridos para realizar cada una de las tareas que se llevan a cabo en la central (por más elemental que ésta sea), desde la entrada de la materia prima hasta la entrega del producto terminado.

EJEMPLO de la forma de realizar el cálculo propiamente dicho:

**A- "PREPARACIÓN DE MATERIAL TEXTIL":**

- Corte de la pieza
- Corte del papel
- Acondicionamiento en bolsas
- Armado y envoltura del paquete
- Colocación de la cinta control
- Rotulado

Ejemplo:

| MATERIALES TOTALES | CONSUMO DIARIO PROMEDIO | TIEMPO/UNIDAD EN MINUTOS |
|--------------------|-------------------------|--------------------------|
| Gasa doblada       | 350 unidades            | 1.00 min./u              |
| Apósito simple     | 250 unidades            | 1.50 min./u              |
| Vendas             | 50 unidades             | 1.00 min./u              |

**Cálculo de horas / hombre empleadas en la preparación de material textil**

Sumatoria Consumo Diario Promedio x tiempo / unidad =

$$350 \text{ u} \times 1.00 \text{ min./u} + 250 \text{ u} \times 1.50 \text{ min./u} + 50 \text{ u} \times 1.00 \text{ min./u} = 350 \text{ min.} + 375 \text{ min.} + 50 \text{ min.} =$$

**775 min.**

Para el consumo diario volcado en el cuadro, se requerirán = **775 minutos = 13 hs**

**B- "PREPARACIÓN DE OTROS MATERIALES"**

- Clasificación según características.
- Acondicionamiento
- Doble o simple envoltorio
- Armado y sellado en envoltorio papel-plástico termosellable
- Rotulado

Ejemplo:

| MATERIALES TOTALES             | CONSUMO DIARIO PROMEDIO | TIEMPO/UNIDAD EN MINUTOS |
|--------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Material Termolábil            |                         |                          |
| Material para Óxido de Etileno |                         |                          |
| Cajas de Instrumental          |                         |                          |
| Material de Vidrio             |                         |                          |

**Cálculo de horas /hombre empleadas en la preparación de otros materiales**

Para el consumo diario resultante del cuadro, se requerirán = **..... minutos = .... Hs**

**C- TIEMPO TOTAL PROMEDIO DIARIO PARA CADA PROCESO (ESTERILIZADORES POR CALOR SECO, HÚMEDO, ÓXIDO DE ETILENO, ETC.):**

- Carga
- Registro
- Colocación de controles
- Puesta en marcha
- Control de los parámetros de proceso
- Descarga
- Almacenamiento

**Cálculo de horas promedio diarias empleadas para cada proceso**

**Para el promedio diario resultante, se requerirán = .... minutos = .... hs**

**D- TIEMPO TOTAL PROMEDIO DIARIO DE ATENCIÓN DE VENTANILLA:**

- Recepción de material para esterilizar
- Registro de dicho material
- Preparación del pedido
- Entrega del material solicitado
- Consultas de sala y entrega de material para acondicionamiento.

**Cálculo de horas promedio diarias empleadas para atención de ventanilla**

**Para el promedio diario resultante, se requerirán = .... minutos = .... Hs**

**El total de horas obtenidas por la sumatoria de A + B + C + D, es el requerimiento de horas / hombre necesario para cubrir la real demanda de material estéril del total de los servicios.**

RESUMIENDO lo expuesto; las fórmulas aplicadas para cálculo de dotación de personal, serían:

- A) Dato estadístico mensual/ factor corrección (10) = U. E. (Unidades de Esterilización)
- B) A / días laborables = U.E. diarias.
- C) B / hora esterilización (1h) = Horas de esterilización
- D) C / horas día laboral = Nº personal técnico necesario para satisfacer la demanda del total de los Servicios de la Institución.

Resulta importante remarcar que esta forma de cálculo de dotación de RRHH es orientativa, quedando a consideración de cada profesional farmacéutico la aplicación de la metodología más conveniente, sugiriendo que se trabaje con producción estadística mensual; días laborables (teniendo en cuenta ausentismo, licencias) y régimen horario /día.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
2019 - Año de la Exportación

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Informe gráfico**

**Número:**

**Referencia:** Directrices Esterilización

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 27 pagina/s.

**GRILLA DE HABILITACIÓN CATEGORIZANTE PARA  
CENTRALES DE ESTERILIZACIÓN Y REPROCESAMIENTO DE PRODUCTOS MEDICOS EN  
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD y  
ESTABLECIMIENTOS EXCLUSIVOS DE ESTERILIZACIÓN EXTERNOS**

| <b>ELEMENTO EN EVALUACIÓN</b>   | <b>SI</b> | <b>NO</b> | <b>OBSERVACIONES</b> |
|---|-----------|-----------|----------------------|
| <b><i>CARACTERIZACIÓN GENERAL - TIPO DE RECURSO FÍSICO Y ATENCIÓN</i></b>   | <b>SI</b> | <b>NO</b> | <b>OBSERVACIONES</b> |
| Establecimiento de salud SIN internación  |           |           |                      |
| Establecimiento de salud CON internación  |           |           |                      |
| El servicio cuenta con fácil comunicación con áreas: Quirúrgica, Obstétrica, Terapias Intensivas y otras de mayor complejidad, pero sin pertenecer a las mismas. Aclarar. |           |           |                      |
| Establecimiento exclusivo de Esterilización externo   |           |           |                      |
| Realiza métodos físicos de esterilización (calor seco y/o calor húmedo). Aclarar.   |           |           |                      |
| Realiza métodos físicos-químicos de esterilización (vapor a baja temperatura-formaldehído, gaseoso-óxido de etileno y peróxido de hidrógeno). Aclarar.                    |           |           |                      |
| Realiza supervisión sobre desinfección de alto nivel y/o esterilización fuera de la central (en otras áreas de la institución). Aclarar cuáles.                           |           |           |                      |
| Es un establecimiento con Dependencia Privada.  |           |           |                      |
| Es un Servicio dentro de un Establecimiento con Dependencia Pública (incluye Obra Social, Universidad y Fuerzas de Seguridad)   |           |           |                      |
| <b><i>PLANTA FÍSICA - CONSTITUIDA POR:</i></b>  | <b>SI</b> | <b>NO</b> | <b>OBSERVACIONES</b> |
| Recepción y clasificación. Aclarar.   |           |           |                      |
| Área de limpieza y secado.  |           |           |                      |
| Control de calidad.   |           |           |                      |
| Área acondicionamiento y envasado.  |           |           |                      |
| Área esterilización con equipos de frontera (doble frente). Describir observado.  |           |           |                      |
| Depósito de material estéril.   |           |           |                      |
| Estacionamiento transitorio de carros.  |           |           |                      |
| Entrega de material estéril. Aclarar si ventanilla es exclusiva.  |           |           |                      |
| Vestuario con sanitario para personal.  |           |           |                      |
| Transferencia ambulatoria.  |           |           |                      |
| Oficina / Jefatura.   |           |           |                      |
| Puesto de trabajo administrativo. Aclarar total de puestos.   |           |           |                      |
| Estar de personal.  |           |           |                      |
| Office de limpieza.   |           |           |                      |
| Contenedor / Depósito de residuos domiciliarios. Aclarar si separa.   |           |           |                      |
| Contenedor / Depósito de residuos biopatogénicos. Aclarar.  |           |           |                      |
| Placard / Sala de mantenimiento. Indicar si es propio o compartido.   |           |           |                      |
| <b><i>CONSIDERACIONES GENERALES</i></b>   | <b>SI</b> | <b>NO</b> | <b>OBSERVACIONES</b> |
| La central de esterilización, está ubicada en la central de abastecimiento y procesamiento y/o cercana al centro quirúrgico. Describir lo observado.                      |           |           |                      |
| En caso que se ubique en pisos altos, cuenta con ascensor de servicio o mantacarga. Aclarar.  |           |           |                      |
| La circulación es igual o mayor a 1.10m. Indicar lo observado.  |           |           |                      |
| Cuenta con ventanilla diferenciada para el ingreso del material sucio y el egreso del material estéril, debidamente alejadas una de la otra. Aclarar.                     |           |           |                      |

| <b>ELEMENTO EN EVALUACIÓN</b>   | <b>SI</b> | <b>NO</b> | <b>OBSERVACIONES</b> |
|---|-----------|-----------|----------------------|
| El diseño es unidireccional (ingreso ; egreso), cumpliendo los siguientes procesos: recepción y clasificación, limpieza, secado, inspección integral, control de calidad, acondicionamiento, esterilización, almacenamiento de material estéril y dispensación de los mismos. Aclarar lo observado.   |           |           |                      |
| Cumple con 1 y 1,7m <sup>2</sup> por cama de internación y puesto de observación/tratamiento, con una superficie mínima de 50m <sup>2</sup> . Aclarar.  |           |           |                      |
| <b>CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS GENERALES</b>  | <b>SI</b> | <b>NO</b> | <b>OBSERVACIONES</b> |
| <b>Características Constructivas :</b> Las detalladas a continuación, aplican a todos los locales. Las Específicas por local, las completarán.  |           |           |                      |
| Cumple con los códigos de construcción y reglamentos locales.   |           |           |                      |
| <b>Pisos:</b> Resistentes al desgaste, abrasión e impacto, de superficie lisa, no porosa, sin juntas (deseable), antideslizante, continuo, impermeable. Incombustible y sin emanación de gases (en caso de siniestro). Las piletas de piso, en caso de existir, deben ser de tapa ciega.  |           |           |                      |
| <b>Zócalos:</b> recto o sanitario, según proyecto.  |           |           |                      |
| <b>Paredes:</b> : Ídem características para pisos. Sin molduras. Esquinas protegidas con laminados o chapas de acero inoxidable. Guardacarros donde corresponda. En áreas Crítica y Semi Crítica, las intersecciones pared-piso y pared-techo (deseable), deben formar ángulos sanitarios. Pinturas a base de PVC, epoxi, poliurea, poliuretano u otra condición que reduzca el nivel de absorción de agua. Aclarar lo observado. |           |           |                      |
| <b>Cielorraso:</b> superficie lavable, incombustible y sin emanación de gases en caso de siniestro.   |           |           |                      |
| <b>Ventanas:</b> fijas con protección de visuales (sistemas de oscurecimiento).   |           |           |                      |
| <b>Puertas:</b> El ancho libre de puertas (doble contacto) mínimo 0:80m. Deberá permitir el acceso de carros.   |           |           |                      |
| <b>Revestimiento:</b> resistente para protección hasta altura de cielorraso (a definir en características específicas).   |           |           |                      |
| <b>Instalación Sanitaria:</b> Provisión de agua fría y caliente en lavamanos y/o en pileta sobre mesada. Aclarar lo observado.  |           |           |                      |
| El drenaje es a pileta de piso cerrada con sifón. Aclarar.  |           |           |                      |
| <b>Electricidad – Iluminación:</b>  |           |           |                      |
| La iluminación es natural y/o artificial según norma. Aclarar.  |           |           |                      |
| Cuenta con puesta a tierra de toda la instalación.  |           |           |                      |
| Las instalaciones poseerán dispositivos de seguridad eléctrica: protección termomagnética y disyuntor.  |           |           |                      |
| Dispone de las siguientes corrientes débiles: telefonía, intercomunicadores y bocas de datos, entre otras. Aclarar.   |           |           |                      |
| Cuenta con instalación o dispositivos para luz de emergencia en accesos, circulaciones, locales de clasificación, preparación, procesamiento y depósito de material estéril. Aclarar.   |           |           |                      |
| Posee un sistema de energía eléctrica de emergencia (grupo electrógeno con capacidad mínima de funcionamiento no menor a 4horas) para equipos y/o locales y para ascensor. Aclarar.   |           |           |                      |
| Responde al Reglamento de la Asociación Electrotécnica Argentina para Instalaciones de uso hospitalario.  |           |           |                      |
| A nivel del techo, los accesorios luminosos son estancos, ubicados en el cielorraso, al mismo nivel que la superficie del techo, con tapa herméticamente sellada, y sin superficies salientes. Aclarar lo observado.  |           |           |                      |

| <b>ELEMENTO EN EVALUACIÓN</b>  | <b>SI</b> | <b>NO</b> | <b>OBSERVACIONES</b> |
|--|-----------|-----------|----------------------|
| <b>Climatización:</b> cuenta con aire acondicionado, calefacción, refrigeración y ventilación forzada. Detallar.   |           |           |                      |
| El ingreso de aire es propio de la central, no compartiéndose con otros sectores o servicios. Aclarar.   |           |           |                      |
| Se verifica diferencial de presión en cascada entre áreas contiguas (5 a 20 Pascales): mayor presión en área crítica y semi crítica (acondicionamiento, descarga de esterilizador por vapor) y menor presión en áreas no críticas/ (área de lavado). Detallar. |           |           |                      |
| El ambiente mantiene una temperatura estable entre 18°C y 25°C, y una humedad relativa ambiente de 35-50%. Aclarar.  |           |           |                      |
| <b>Gases Medicinales:</b> cuenta con aire comprimido (seco y filtrado). Detallar.  |           |           |                      |
| <b>Mobiliario fijo:</b> Está construido con materiales resistentes al contacto con los agentes de limpieza y desinfección. Aclarar.  |           |           |                      |
| <b>Señalética:</b> Todos los locales están señalizados según su función. Aclarar.  |           |           |                      |
| <b>Seguridad:</b> Dispone de un Plan de evacuación en caso de siniestros.  |           |           |                      |
| Cuentan con salidas de emergencia señalizadas.   |           |           |                      |
| Cuentan con matafuegos autorizados por autoridad competente y reglamentación vigente.  |           |           |                      |
| Las centrales cuentan con medios de escape alternativo según norma.  |           |           |                      |
| Cuenta con detectores de humo. Aclarar lo observado.   |           |           |                      |
| <b>CONSIDERACIONES ESPECIALES</b>  |           |           |                      |
| Se detallarán a continuación las consideraciones especiales a cumplir por cada local.  |           |           |                      |
| <b>RECEPCIÓN Y CLASIFICACIÓN</b>   | <b>SI</b> | <b>NO</b> | <b>OBSERVACIONES</b> |
| Cuenta con ventanillas de ingreso diferenciadas por material a procesar. Detallar lo observado.  |           |           |                      |
| La superficie es igual o mayor a: 10 m2. Aclarar superficie observada.   |           |           |                      |
| El área de Clasificación cuenta con mesada o mesa de trabajo, depósito transitorio de elementos y área libre para estacionamiento de carros. Detallar lo observado.  |           |           |                      |
| <b>Características Constructivas :</b> <i>Aplican las Características Generales (aclarar las que no cumpla) y las Específicas detalladas a continuación:</i>   |           |           |                      |
| <b>Zócalos:</b> sanitario.   |           |           |                      |
| <b>Paredes:</b> con guardacarros.  |           |           |                      |
| <b>Puertas:</b> la luz de paso admisible es 1:20m o superior. Aclarar.   |           |           |                      |
| <b>Equipamiento:</b>   |           |           |                      |
| Computadora con sistema de registro (código).  |           |           |                      |
| Impresora laser.   |           |           |                      |
| Impresora de etiquetas con código (etiquetas aptas para procesamiento).  |           |           |                      |
| Carros para el circuito sucio.   |           |           |                      |
| Otro equipamiento. Detallar.   |           |           |                      |
| <b>ÁREA DE LIMPIEZA Y SECADO</b>   | <b>SI</b> | <b>NO</b> | <b>OBSERVACIONES</b> |
| Cuenta con un área de limpieza y secado. Describir lo observado.   |           |           |                      |
| Cuenta con barrera física (antecámara) para generar diferencial de presión negativa entre la recepción de material y acondicionamiento de los productos a procesar. Aclarar.   |           |           |                      |
| Cuenta con mesada y pileta profunda de acero inoxidable en ambos sectores.   |           |           |                      |

| <b>ELEMENTO EN EVALUACIÓN</b>  | <b>SI</b> | <b>NO</b> | <b>OBSERVACIONES</b> |
|--|-----------|-----------|----------------------|
| En el sector de secado, cuenta con provisión de aire comprimido.   |           |           |                      |
| La superficie mínima es igual o mayor a 12m2. Indicar superficie total observada.  |           |           |                      |
| <b>Características Constructivas :</b> <i>Aplican las Características Generales (aclarar las que no cumpla) y las Específicas detalladas a continuación:</i> |           |           |                      |
| <b>Zócalo:</b> sanitario.  |           |           |                      |
| <b>Paredes:</b> con guardacarros.  |           |           |                      |
| <b>Puerta:</b> la mínima luz admisible de paso es de 1.20m. Aclarar lo observado   |           |           |                      |
| <b>Revestimiento:</b> cuenta con revestimiento resistente con junta rectificada hasta altura de cielorraso o pintura tipo epoxi. Aclarar.                    |           |           |                      |
| <b>Instalación Sanitaria:</b> El agua de lavado está debidamente ablandada y purificada. Aclarar.  |           |           |                      |
| <b>Instalación Termomecánica:</b> Todo el aire del sector es expulsado al exterior y sin recirculación.  |           |           |                      |
| Cuenta con presión de aire negativa con respecto a áreas adyacentes. Aclarar.  |           |           |                      |
| <b>Gases medicinales:</b> Cuenta con una terminal de aire comprimido para el secado de elementos con lumen (tubuladuras, trocares).                          |           |           |                      |
| El aire comprimido es seco, libre de partículas, sin aceite y con filtrado microbiológico (0,22 micrones).   |           |           |                      |
| <b>Equipamiento:</b>   |           |           |                      |
| Lavadoras mecánicas automáticas con o sin módulo de ultrasonido, con entrada de agua fría y caliente   |           |           |                      |
| Sistema de enjuague y secado o lavadora ultrasónica con o sin módulos de enjuague y secado (en caso de corresponder, aislación acústica). Aclarar            |           |           |                      |
| Ablandador de agua, con filtro de partículas y posterior filtro de carbón activado. Aclarar.   |           |           |                      |
| Aireador y/o cabina de secado  |           |           |                      |
| <b>CONTROL DE CALIDAD</b>  | <b>SI</b> | <b>NO</b> | <b>OBSERVACIONES</b> |
| Cuenta con área para control de calidad. Indicar cantidad de puestos.  |           |           |                      |
| La superficie mínima es igual o mayor a 4m2. Indicar superficie total observada.   |           |           |                      |
| <b>Características Constructivas :</b> <i>Aplican las Características Generales (aclarar las que no cumpla) y las Específicas detalladas a continuación:</i> |           |           |                      |
| <b>Zócalos:</b> sanitario.   |           |           |                      |
| <b>Paredes:</b> con guardacarros.  |           |           |                      |
| <b>Puerta:</b> la mínima luz admisible de paso es de 1.20m. Aclarar lo observado   |           |           |                      |
| <b>Revestimiento:</b> cuenta con revestimiento resistente con junta rectificada hasta altura de cielorraso o pintura tipo epoxi. Aclarar.                    |           |           |                      |
| <b>Instalación Sanitaria:</b> Cuentan con mesadas de acero inoxidable de 0,75m de profundidad por 2.20m de largo (mínimo). Aclarar.                          |           |           |                      |
| <b>Equipamiento:</b>   |           |           |                      |
| Elementos para la lectura de Adenosin Trifosfato-ATP y de Proteínas (recomendable)   |           |           |                      |
| Lupa o lentes de aumento con luz   |           |           |                      |
| Balanza granataria de mesa (hasta 30 kg)   |           |           |                      |
| Balanza analítica  |           |           |                      |
| <b>ÁREA ACONDICIONAMIENTO Y ENVASADO</b>   | <b>SI</b> | <b>NO</b> | <b>OBSERVACIONES</b> |
| Indicar cantidad de áreas para acondicionamiento y envasado por tipo.  |           |           |                      |



| <b>ELEMENTO EN EVALUACIÓN</b>   | <b>SI</b> | <b>NO</b> | <b>OBSERVACIONES</b> |
|---|-----------|-----------|----------------------|
| La superficie de cada área es igual o mayor a 16m <sup>2</sup> . Indicar superficie observada.  |           |           |                      |
| <b>Características Constructivas</b> : Aplican las Características Generales (aclarar las que no cumpla) y las Específicas detalladas a continuación:   |           |           |                      |
| <b>Zócalo</b> : Sanitario.  |           |           |                      |
| <b>Paredes</b> : Con guardacarros. Aclarar.   |           |           |                      |
| <b>Puertas</b> : Mínima luz útil admisible de paso 1.20m. Aclarar.  |           |           |                      |
| <b>Revestimiento</b> : cuenta con revestimiento resistente con junta rectificada hasta altura de cielorraso o pintura tipo epoxi. Aclarar.  |           |           |                      |
| <b>Climatización</b> : El sector textil, cuenta con presión negativa y medidor diferencial de presión.  |           |           |                      |
| <b>Equipamiento</b> :   |           |           |                      |
| Termoselladoras   |           |           |                      |
| Soporte para distintos tipos de envolturas  |           |           |                      |
| Cineros para los distintos procesos de esterilización   |           |           |                      |
| Terminal informática  |           |           |                      |
| Carros  |           |           |                      |
| Lupa o lentes de aumento con luz (opcional)   |           |           |                      |
| Cortadora de gasas  |           |           |                      |
| <b>ÁREA DE ESTERILIZACIÓN CON EQUIPOS DE FRONTERA</b>   | <b>SI</b> | <b>NO</b> | <b>OBSERVACIONES</b> |
| Cuenta con equipos de frontera (doble frente). Describir los equipos observados y aclarar si son de único frente.   |           |           |                      |
| Cuenta con acceso desde zona sin restricciones para el mantenimiento de los equipos. Aclarar.   |           |           |                      |
| El/los equipos de esterilización por calor húmedo y por calor seco, cuentan con extracción de aire caliente.  |           |           |                      |
| El óxido de etileno, cuenta con antecámara de acceso, diferencial de presión y depósito propio transitorio para aireación. Aclarar.   |           |           |                      |
| Los equipos de esterilización por métodos a baja temperatura (formaldehico, peróxido de hidrógeno en fase plasma, entre otros), están ubicados en locales separados del resto con su respectiva extracción de aire. Detallar lo observado.      |           |           |                      |
| La superficie es igual o mayor a 9m <sup>2</sup> (calor húmedo), 6m <sup>2</sup> (calor seco, plasma de peróxido de hidrógeno y formaldehido) y 15m <sup>2</sup> (óxido de etileno con depósito). Indicar superficie observada por cada equipo. |           |           |                      |
| <b>Características Constructivas</b> : Aplican las Características Generales (aclarar las que no cumpla) y las Específicas detalladas a continuación:   |           |           |                      |
| <b>Piso</b> : El sector de equipos cuenta con banquina de 0.10m de alto para apoyo de los mismos. Aclarar.  |           |           |                      |
| <b>Zócalo</b> : Sanitario.  |           |           |                      |
| <b>Paredes</b> : Con guardacarros. Aclarar.   |           |           |                      |
| <b>Puertas</b> : la mínima luz útil admisible de paso es 1.20m, en particular para el óxido de etileno será de 0,80m y se asegura la estanqueidad y hermeticidad de la misma. Indicar medidas observadas.                                       |           |           |                      |
| <b>Revestimiento</b> : cuenta con revestimiento resistente con junta rectificada hasta altura de cielorraso o pintura tipo epoxi. Aclarar.  |           |           |                      |
| <b>Instalación Sanitaria</b> : La instalación sanitaria es de acero inoxidable. Suministro de agua (o vapor) libre de residuos sólidos (dureza, cloro, etc) mediante ablandador o trampas de vapor en caso de usar vapor central. Aclarar.      |           |           |                      |

| <b>ELEMENTO EN EVALUACIÓN</b>  | <b>SI</b> | <b>NO</b> | <b>OBSERVACIONES</b> |
|--|-----------|-----------|----------------------|
| <b>Climatización:</b> El óxido de etileno, cuenta con ventilación a los cuatro vientos, mediante cañerías de 7m. de altura por encima del nivel de edificación y fabricadas en material que no reaccione con el agente. Aclarar. |           |           |                      |
| <b>Equipamiento:</b>   |           |           |                      |
| Equipos esterilizadores por calor húmedo - (puerta automática simple o doble) Con generación propia de vapor y/o conectado al vapor central del establecimiento. Aclarar lo observado.   |           |           |                      |
| Equipos esterilizadores por calor seco - Estufa de esterilización de 180 a 250 litros. Aclarar.  |           |           |                      |
| Unidad plasma peróxido de hidrógeno de 50 a 100 litros   |           |           |                      |
| Esterilizador por óxido de etileno. El equipo podrá esterilizar a 37°C o 55/60 ° C.  |           |           |                      |
| Esterilizador por formaldehído de 130 litros. El equipo podrá esterilizar a 60°C o 78° C.  |           |           |                      |
| Incubadoras por procesos o lectoincubadoras  |           |           |                      |
| Cinteros para los distintos procesos de esterilización (clase 1)   |           |           |                      |
| Terminal informática en área limpia  |           |           |                      |
| Etiquetadoras de loteo   |           |           |                      |
| Carros para los esterilizadores  |           |           |                      |
| Ablandador de agua, más sistema de filtros. Aclarar lo observado.  |           |           |                      |
| Lector de código de barras   |           |           |                      |
| <b>DEPÓSITO DE MATERIAL ESTÉRIL</b>  | <b>SI</b> | <b>NO</b> |                      |
| Cuenta con depósito de material estéril. Aclarar áreas observadas (ej. sector con estantes y espacio libre para estacionamiento de carros). Aclarar.   |           |           |                      |
| Los productos esterilizados están ubicados a una distancia mínima de 30 cm del piso y 70 cm del cielorraso. Aclarar.   |           |           |                      |
| Se verifica la superficie recomendada (20% de 1 a 1,7m2 por cama internación y puesto de observación/tratamiento). Aclarar lo observado.   |           |           |                      |
| <b>Características Constructivas :</b> <i>Aplican las Características Generales (aclarar las que no cumpla) y las Específicas detalladas a continuación:</i>   |           |           |                      |
| <b>Zócalo:</b> sanitario   |           |           |                      |
| <b>Paredes:</b> Con guardacarros. Aclarar.   |           |           |                      |
| <b>Puertas:</b> la mínima luz útil admisible de paso es 1.20m. Indicar medida observada.   |           |           |                      |
| <b>Revestimiento:</b> cuenta con pintura tipo epoxi. Aclarar.  |           |           |                      |
| <b>Instalación Termomecánica:</b> El área está ventilada con al menos 4 cambios de aire por hora, con una temperatura entre 18°C-25°C y una humedad relativa ambiente entre 35-50%. Con presión positiva. Aclarar.               |           |           |                      |
| <b>Equipamiento:</b>   |           |           |                      |
| Carros   |           |           |                      |
| Estanterías móviles con repisas enrejadas  |           |           |                      |
| <b>ESTACIONAMIENTO TRANSITORIO DE CARROS</b>   | <b>SI</b> | <b>NO</b> | <b>OBSERVACIONES</b> |
| Cuenta con sector libre para estacionamiento transitorio de carros.  |           |           |                      |
| La superficie es igual o mayor a 2 m2 por carro. Aclarar superficie observada.   |           |           |                      |
| <b>Características Constructivas :</b> <i>Aplican las Características Generales (aclarar las que no cumpla)</i>  |           |           |                      |
| <b>Equipamiento:</b>   |           |           |                      |

| <b>ELEMENTO EN EVALUACIÓN</b>  | <b>SI</b> | <b>NO</b> | <b>OBSERVACIONES</b> |
|--|-----------|-----------|----------------------|
| Carros . Aclarar cantidad.   |           |           |                      |
| <b>ENTREGA DE MATERIAL ESTÉRIL</b>   | <b>SI</b> | <b>NO</b> | <b>OBSERVACIONES</b> |
| Cuenta con área de preparación y ventanilla independiente para entrega de material estéril.                                |           |           |                      |
| La superficie es igual o mayor a 12m2. Aclarar superficie observada.   |           |           |                      |
| <i>Características Constructivas : Aplican las Características Generales. Aclarar lo que no se cumpla.</i>                 |           |           |                      |
| <b>Equipamiento:</b>   |           |           |                      |
| Carros   |           |           |                      |
| Terminal informática   |           |           |                      |
| Lectora de códigos   |           |           |                      |
| Impresora  |           |           |                      |
| <b>VESTUARIO CON SANITARIO PARA PERSONAL</b>   | <b>SI</b> | <b>NO</b> | <b>OBSERVACIONES</b> |
| Cuenta con vestuario con sanitario diferenciado por sexo. Aclarar cantidad de cubículos de inodoro y ducha posee cada uno. |           |           |                      |
| Cada nucleo cuenta con gabinetes individuales para guardado de pertenencias y banco de apoyo. Aclarar.                     |           |           |                      |
| <b>TRANSFERENCIA AMBULATORIA</b>   | <b>SI</b> | <b>NO</b> | <b>OBSERVACIONES</b> |
| Cuenta con un área de transferencia ambulatorio para la colocación de botas. Aclarar.                                      |           |           |                      |
| <b>OFICINA / JEFATURA</b>  | <b>SI</b> | <b>NO</b> | <b>OBSERVACIONES</b> |
| Cuenta con Oficina para Jefatura.  |           |           |                      |
| La superficie es igual o superior a 10m2. Indique superficie observada.  |           |           |                      |
| <i>Características Constructivas : Aplican las Características Generales. Aclarar lo que no se cumpla.</i>                 |           |           |                      |
| <b>Equipamiento:</b>   |           |           |                      |
| Escritorio y sillas  |           |           |                      |
| Mueble para archivo con estantes   |           |           |                      |
| Computadora  |           |           |                      |
| Impresora  |           |           |                      |
| Cesto, perchero y otros. Aclarar.  |           |           |                      |
| <b>PUESTO DE TRABAJO ADMINISTRATIVO</b>  | <b>SI</b> | <b>NO</b> | <b>OBSERVACIONES</b> |
| Indicar cantidad de puestos observados.  |           |           |                      |
| La superficie por puesto es igual o superior a 4m2. Indique superficie observada.  |           |           |                      |
| <i>Características Constructivas: Aplican las Características Generales. Aclarar lo que no se cumpla.</i>                  |           |           |                      |
| <b>Equipamiento:</b>   |           |           |                      |
| Escritorio y silla   |           |           |                      |
| Mueble para archivo  |           |           |                      |
| Impresora  |           |           |                      |
| Fotocopiadora  |           |           |                      |
| Otros, detallar.   |           |           |                      |
| <b>ESTAR DE PERSONAL</b>   | <b>SI</b> | <b>NO</b> | <b>OBSERVACIONES</b> |
| Cuenta con Estar de Personal. Aclarar si es propio o comparte con otro servicio.   |           |           |                      |
| Indique superficie observada.  |           |           |                      |
| El local está zonificado en área con mesada y pileta (agua fría y caliente) y área de reuniones. Aclarar.                  |           |           |                      |

| <b>ELEMENTO EN EVALUACIÓN</b>   | <b>SI</b> | <b>NO</b> | <b>OBSERVACIONES</b> |
|---|-----------|-----------|----------------------|
| <b>Características Constructivas</b> : Aplican las Características Generales. Aclarar lo que no se cumpla.  |           |           |                      |
| <b>Equipamiento:</b>  |           |           |                      |
| Mesa y sillas. Aclarar cantidad de sillas.  |           |           |                      |
| Anafe eléctrico y/o microondas. Aclarar.  |           |           |                      |
| Heladera. Aclarar.  |           |           |                      |
| Cesto, perchero y otros. Aclarar.   |           |           |                      |
| <b>OFFICE LIMPIEZA</b>  | <b>SI</b> | <b>NO</b> | <b>OBSERVACIONES</b> |
| Cuenta con Office de Limpieza.  |           |           |                      |
| La superficie es igual o mayor a: 3m <sup>2</sup> y en local cerrado a 4m <sup>2</sup> . Aclarar.   |           |           |                      |
| Tiene mesada y pileta profunda (agua fría y caliente).  |           |           |                      |
| Tiene canilla de servicio a 0.50cm del piso para carga de balde, con pileta de piso abierta.  |           |           |                      |
| Cuenta con revestimiento mínimo hasta altura de cielorraso. Con guardacarros. Aclarar.  |           |           |                      |
| Tiene mueble para guardado de insumos   |           |           |                      |
| Tiene espacio libre para estacionamiento de carros (limpieza y portabolsa)  |           |           |                      |
| <b>Características Constructivas</b> : Aplican las Características Generales (aclarar las que no cumpla) y las Específicas detalladas a continuación: |           |           |                      |
| El ancho de la puerta permite el acceso del carro de limpieza. Indicar medida observada.  |           |           |                      |
| <b>Equipamiento:</b>  |           |           |                      |
| Carro de limpieza   |           |           |                      |
| Carro portabolsa  |           |           |                      |
| <b>CONTENEDOR / DEPÓSITO DE RESIDUOS DOMICILIARIOS</b>  | <b>SI</b> | <b>NO</b> | <b>OBSERVACIONES</b> |
| Cuenta con local, sector o recipiente para residuos domiciliarios. Aclarar.   |           |           |                      |
| <b>CONTENEDOR / DEPÓSITO DE RESIDUOS BIOPATOGÉNICOS</b>   | <b>SI</b> | <b>NO</b> | <b>OBSERVACIONES</b> |
| Cuenta con local, sector o recipientes para residuos biopatogénicos. Aclarar.   |           |           |                      |



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
2019 - Año de la Exportación

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Informe gráfico**

**Número:**

**Referencia:** Grilla Esterilización

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.